


## Estudo da Calprotectina nas fezes ICD nº21

Edição 1 (Junho 2019)

Página 1 / 1

Este exame só é válido para a colheita de fezes sólidas.

Para facilitar a recolha da amostra, recomendamos a realização de uma limpeza da sanita, deitando água pelo autoclismo. A seguir, coloque papel higiênico na tampa da sanita e sente-se na posição contrária àquela em que habitualmente expulsa as suas fezes.



1

Abra o coletor pela parte da tampa branca. Não separe a tampa vermelha.



2

Penetre as fezes três vezes com o cotonete ou deslize-o vertical e horizontalmente até que as ranhuras fiquem cobertas.



3

A seguir, introduza o cotonete no coletor fechando-o completamente.



4

Conserve o coletor em refrigeração até à sua entrega no Laboratório. A entrega deve ser feita no menor tempo possível ou nas 48 horas posteriores à colheita.